

Diagnostische Information Februar 2009

Umstellung der Methodik bei der Blutgruppenbestimmung – Durchführung der Analytik aus EDTA-Blut

Durch die Umstellung der Methodik in der Blutgruppenserologie ändert sich für folgende Parameter das Untersuchungsmaterial:

- Blutgruppenbestimmung
- indirekter Coombs-Test (Antikörpersuchtest)
- direkter Coombs-Test

Die neue Methode benötigt anstatt Serum EDTA-Blut. Die Richtlinien der Bundesärztekammer geben für die Blutgruppenserologie zwingend vor, dass „für blutgruppenserologische Untersuchungen eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Blutprobe erforderlich ist“. Es muss also ein separates Röhrchen EDTA-Blut eingesandt werden. Die Bestimmung aus gleichzeitig für ein Blutbild eingesandtem Material ist nicht möglich.

Für die Bestimmung von Kälteagglutininen und Kryoglobulinen ist weiterhin Serum erforderlich (bei 37°C geronnenes und zentrifugiertes Serum, siehe Labor-informationen).

Für Rückfragen: PD Dr. S. Kösel, Durchwahl 089/450 917-469